



کیت سنجش فعالیت آنزیم میلوپراکسیداز

Nampox™ (Myeloperoxidase Assay Kit)

مقدمه:

میلوپروکسیداز (MPO) آنزیمی از نوع پراکسیداز است که تشکیل اسیدهیپوکلو را کاتالیز می‌کند و در گرانول‌های آزرئوفیل لکوسیت‌ها مخصوصاً در نوتروفیل‌ها ذخیره می‌شود. این آنزیم در واکنش‌های التهابی آزاد شده و می‌تواند مارکری برای فعالیت نوتروفیل‌ها در آماس باشد. MPO خاصیت میکروب‌کشی قوی داشته و گاهی به عنوان نشانگر برای لوسمی حاد نیز استفاده می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهند که MPO را می‌توان به عنوان نشانگر التهاب شناخت. یافته‌های اخیر نشان می‌دهد که MPO در آسیب‌شناسی آرتروز از طریق اکسیداسیون آپولیپوپروتئین A1 و تشکیل HDL معیوب و تغییر توانایی آن در اتصال و حذف کلسترول آزاد از بافت‌های محیطی نقش مهمی ایفا می‌کند.

اساساً فعالیت میلوپراکسیداز بر مبنای واکنش تشخیصی که شامل تترامتیل بنزدین (TMB) و پراکسید هیدروژن است اندازه‌گیری می‌شود. پس از تکامل رنگ، واکنش با اسید سولفوریک متوقف شده و جذب نوری TMB اکسید شده به روش طیف سنجی در طول موج ۴۵۰ نانومتر قابل سنجش می‌باشد.

کیت سنجش فعالیت میلوپراکسیداز (Nampox™) شرکت نوند سلامت، روشی ساده، تکرارپذیر و استاندارد برای اندازه‌گیری میزان فعالیت پراکسیدی میلوپراکسیداز است که در نمونه‌های بیولوژیکی مانند سرم، پلاسما، ادرار، بافت هموزنه و لیزات سلولی استفاده می‌شود.

روش کار:

۱) آماده‌سازی معرف‌ها:

▪ **Sample Buffer_{2x}**: به نسبت ۱:۱ با آب دیونیزه مخلوط و از رسیدن محلول به pH=6 اطمینان حاصل کنید (نوند سلامت استفاده از HCL را برای تنظیم pH توصیه می‌کند)، بافر آماده شده Sample Buffer_{1x} حاوی ۰/۵ درصد هگزادسیل تری‌متیل آمونیوم بروماید می‌باشد.

توجه: اگر نمونه‌های مورد آزمایش سرم یا پلاسما هستند نیاز به آماده سازی Sample Buffer نیست و محلول ارسال شده آماده مصرف است.

▪ **R1**: این معرف را قبل از انجام آزمایش و به صورت تازه تهیه نمایید. بدین صورت که ۷ میکرولیتر از معرف R1 موجود در کیت را با ۱۰۰ میلی‌لیتر آب مقطر دیونیزه مخلوط و استفاده کنید. ماندگاری معرف آماده‌شده در دمای اتاق، ۱ ساعت است.

▪ **R2**: برای آماده‌سازی معرف ۲، تمام محلول موجود در R2b را به بطری R2a اضافه نموده و پس از مخلوط کردن و اطمینان از PH=5.4 به عنوان معرف ۲ آماده شده (R2) در روش کار از آن استفاده نمایید (نوند سلامت استفاده از HCL را برای تنظیم pH توصیه می‌کند). ماندگاری معرف آماده شده R2 در یخچال (دمای ۲-۸ درجه سانتیگراد) یک ماه می‌باشد.

▪ سایر معرف‌ها نیاز به آماده‌سازی نداشته و آماده مصرف هستند.

۲) آماده‌سازی نمونه:

• برای لیز نمونه‌های بافتی، در ابتدا حدود ۱۰ تا ۲۰ میلی‌گرم از نمونه را وزن کرده و پس از شستشوی کامل با PBS سرد، با یک میلی‌لیتر از Sample Buffer_{1x} (سرد) آماده شده، هموزن نمایید. سپس در ۱۰۰۰۰ دور به مدت ۱۰ دقیقه سانتریفیوژ (نوند سلامت) در این مرحله استفاده از سانتریفیوژ یخچالدار را توصیه می‌کند) کرده و برای انجام آزمایش از مایع رویی به عنوان نمونه استفاده نمایید. توجه داشته باشید که مایع رویی تا زمان استفاده باید روی یخ یا در یخچال نگهداری شود.

• برای آماده‌سازی نمونه‌های سلولی، ۲×۱۰^۶ سلول در یک میلی‌لیتر Sample Buffer_{1x} هموزن کرده و سپس در ۱۰۰۰۰ دور به مدت ۱۰ دقیقه سانتریفیوژ کنید. از محلول رویی به عنوان نمونه استفاده کنید. توجه داشته باشید که برای جداسازی سلول‌ها از کف پلیت، از مواد پروتئولیتیک (مانند تریپسین) استفاده نکنید.

• برای آماده‌سازی نمونه‌های سرم و یا پلاسما، قبل از شروع آزمایش نمونه مورد نظر را به نسبت ۱:۱ با Sample Buffer_{2x} (بدون رقیق کردن) مخلوط کرده و از مخلوط حاصل به عنوان نمونه استفاده نمایید.

۳) روش اندازه‌گیری:

۱) ۱۰ میکرولیتر از نمونه سرم/بافت/ لیز سلولی آماده شده در مرحله قبلی را با ۸۰ میکرولیتر از R1 رقیق شده مخلوط کرده و سپس ۱۱۰ میکرولیتر از R2 آماده شده را به مخلوط اضافه نمایید. پلیت را با کاور پوشانده و به مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه دور از نور در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد انکوبه نمایید.

۲) در ادامه، ۵۰ میکرولیتر از R3 را برای خاتمه واکنش به تمام چاهک‌های پلیت ۹۶ خانه اضافه کنید.

۳) پلیت را با میکروپلیت ریدر در طول موج ۴۵۰ نانومتر در دقیقه اول و پنجم قرائت نمایید.

۴) محاسبه

$$\Delta Abs_{450nm} = \left[\frac{Abs_{450nm} \text{ Time } 5 \text{ min} - Abs_{450nm} \text{ Time } 1 \text{ min}}{4} \right]$$

و سپس با استفاده از فرمول زیر میزان فعالیت میلوپراکسیداز را محاسبه نمایید:

$$MPO \text{ activity} = \frac{\Delta Abs_{450nm}}{3.9 \times 10^4 (M^{-1}cm^{-1})} \times 40$$

واحد فعالیت آنزیم میلوپراکسیداز: $\mu\text{moles}/\text{min}/\text{ml}$ or mg Pro



توجه: در مورد نمونه‌های سرم و پلاسما که با Sample Buffer_{2x} مخلوط شده‌اند عدد به دست آمده در فرمول را باید به ۲ ضرب نمائید و در سایر موارد اگر نمونه‌ها را رقیق نموده‌اید باید در فرمول ضرب رقت را اعمال نمائید.

توصیه‌ها:

- کیت در یخچال (دمای ۲-۸ درجه سانتی‌گراد) نگهداری شود اما معرف‌ها قبل از شروع آزمایش باید به دمای محیط (ترجیحاً دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد) رسیده و قبل از استفاده ورتکس نمائید به گونه‌ایی که هیچ کریستالی در معرف‌ها دیده نشود.
- معرف ۲ آماده شده حتماً از لحاظ $PH=5/4$ کنترل شوند.
- نمونه‌ها پس از آماده سازی باید تا زمان انجام آزمایش در یخچال و یا روی یخ نگهداری شوند.
- از ایجاد کف و یا حباب در موقع مخلوط کردن مواد به جد پرهیز نمائید.
- اسید اسکوربیک و و اسید اوریک در نمونه‌ها، می‌توانند به عنوان مهار کننده میلوپراکسیداز عمل کرده و نتایج آزمون را تغییر دهند.
- توصیه می‌شود از هر نمونه ۳ بار تکرار انجام دهید و میانگین آن‌ها را به عنوان نتیجه نهایی در نظر بگیرید.
- رعایت زمان‌های ذکر شده در روش کار به خاطر اندازه‌گیری فعالیت آنزیم ضروری می‌باشد.
- در نمونه‌های بافتی و لیزات سلولی اندازه‌گیری پروتئین نیز توصیه می‌شود که می‌توانید بدین منظور از کیت Nadfrod™ نوند سلامت استفاده نمائید.
- در زمان کار با کیت رعایت اصول ایمنی آزمایشگاهی الزامی می‌باشد.