



کیت سنجش فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز

Nagpix™ (Glutathione Peroxidase Activity Assay Kit)

V_0.5

مقدمه:

آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز (GPX) آنزیمی است که در بخش‌های سیتوپلاسمی و میتوکندری سلول یافت می‌شود. گلوتاتیون پراکسیدازها، گروهی از آنزیم‌ها هستند که در حفاظت از ارگانیزم‌ها در برابر آسیب اکسیداتیو نقش مهمی دارند. این آنزیم، گلوتاتیون کاهشی (GSH) را به گلوتاتیون اکسید شده (GSSG) در طی کاهش هیدروپراکسیدهای چربی به الکل یا پراکسید هیدروژن آزاد راه، به آب تبدیل می‌کند. سطوح نرمال این آنزیم در پیشگیری از بسیاری از بیماری‌ها، از جمله سرطان و بیماری‌های قلبی عروقی می‌تواند ارتباط داشته باشد.

آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز باعث کاهش هیدروپراکسیدکومن در هنگام اکسیداسیون GSH به GSSG می‌شود و در ادامه GSSG با مصرف NADPH توسط آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز به GSH کاهش می‌یابد. در این واکنش، NADPH مصرف شده به‌عنوان یک مارکر تعیین مقدار GPX در نظر گرفته می‌شود و در طول موج 340 نانومتر میزان فعالیت GPX را تعیین می‌کند. این سنجش برای اندازه‌گیری تمام پراکسیدازهای وابسته به گلوتاتیون در پلاسما، لیزات اریتروسیت، هموگلوبین و لیزات سلولی با حساسیت 0.5 mU/ml کاربرد دارد.

محتوای کیت:

1. Reagent 1: 2 ویال (کیت 48 تستی) / 4 ویال (کیت 96 تستی)
2. Reagent 2: 100 میکرولیتر
3. Assay Buffer: 12.5 میلی‌لیتر (کیت 48 تست) / 25 میلی‌لیتر (کیت 96 تست)
4. Standard: 1 ویال

موارد مورد نیاز که در داخل کیت موجود نیست:

- PBS (برای نمونه های بافتی)
- هموژنایزر شیشه ای (هموژنایزر نوند سلامت با کد محصول 16010)
- سانتریفیوژ
- میکروپلیت ریدر با قابلیت خوانش 340 نانومتر

مراحل انجام آزمایش:

1) آماده‌سازی نمونه‌ها:

توجه ۱: برای دستیابی به نتایج بهتر، توصیه می‌شود ابتدا چند نمونه را برای تعیین محدوده اندازه‌گیری مورد سنجش قرار دهید سپس رقت‌های مختلف بر اساس این سنجش انجام گیرد.

• نمونه‌های بافتی و نمونه‌های سلولی:

1. مقدار 100 میلی گرم بافت و یا 2×10^6 سلول مورد نیاز برای هر آزمایش را برداشته و با PBS سرد شست و شو دهید.

غلظت نهایی استاندارد (nM)	آب مقطر (میکرولیتر)	استاندارد ۱ میلی‌مول (میکرولیتر)	لوله (چاهک)
0	60	0	A
20	48	12	B
40	36	24	C
60	24	36	D
80	12	48	E
100	0	60	F

2. 200 میکرولیتر از Assay Buffer سرد را به نمونه اضافه کرده و هموژن نمایید (بدین منظور می‌توانید از هموژنایزر شیشه‌ای نوند سلامت با کد محصول 16010 استفاده کنید).
3. محلول را 15 دقیقه در دمای 4 درجه سانتی‌گراد در 9000 دور سانتریفیوژ کنید.
4. محلول رویی را جدا کرده و از آن به عنوان نمونه استفاده کنید (تا زمان استفاده در دمای یخچال و یا روی یخ نگهداری شود)

• اریتروسیت:

1. گلبول‌های قرمز جدا شده را با نسبت ۱:۱ با Assay Buffer سرد، مخلوط و هموژن کنید. سپس به مدت 15 دقیقه در دمای 4 درجه سانتی‌گراد در 9000 دور سانتریفیوژ کنید.
2. محلول رویی را جدا و به عنوان نمونه از آن استفاده نمایید.

• سرم و پلاسما:

نمونه های سرمی را با در نظر داشتن «توجه ۱» می‌توان به طور مستقیم یا رقیق شده، در چاهک‌ها مورد ارزیابی قرار داد (نمونه‌ها را می‌توان در دمای 80- درجه سانتی‌گراد نگهداری کرد).


2) آماده‌سازی محلول کار:

الف) Reagent 1: به هر تیوب حاوی پودر Reagent 1 مقدار یک میلی‌لیتر Assay Buffer اضافه نمایید. هر تیوب R1 پس از افزودن Assay Buffer برای 25 تست کافی است و در دمای 20- درجه سانتی‌گراد به مدت یک ماه قابل نگهداری است.



5) رسم منحنی استاندارد:

بدین منظور جذب نوری غلظت‌های مختلف NADPH (استاندارد) را پس از طی مرحله 4 (مرحله قبلی) در دقیقه صفر قرائت کرده و جذب نوری استاندارد با غلظت صفر در زمان صفر را از آن کسر کنید و با اعداد به دست آمده منحنی استاندارد را در نرم‌افزارهای آماری ترسیم کنید. در غلظت‌های بالای NADPH گاهاً افزایش OD را شاهد هستیم که توصیه می‌شود نمودار را با غلظت‌های 20 تا 60 نانومول از NADPH رسم کنید تا فرمول خط با ضریب رگرسیون مناسب به دست آید.



6) محاسبات:

بر اساس غلظت‌ها و مقادیر جذب نوری به دست آمده در مراحل 3 و 4، عددها را در محل مناسب در فرمول قرار داده و در نهایت مقدار فعالیت GPX را برای هر نمونه به دست آورید.

$$\Delta A_{340 \text{ nm}} = (S1 - S2) - (A1 - A2)$$

S1: جذب نوری نمونه مورد نظر در زمان صفر

S2: جذب نوری نمونه مورد نظر در زمان دوم

A1: جذب نوری استاندارد با غلظت صفر در زمان صفر

A2: جذب نوری استاندارد با غلظت صفر در زمان دوم

در این مرحله، از منحنی به دست آمده در مرحله 5، جهت تعیین مقدار NADPH طبق فرمول زیر استفاده کنید. مقادیر B در این فرمول برای محاسبه میزان فعالیت GPX مورد استفاده خواهد شد:

$$B = \left(\frac{\Delta A_{340 \text{ nm}} - \text{عرض از مبدا}}{\text{شیب خط}} \right)$$

حال میزان فعالیت گلوکوتاتیون پراکسیداز طبق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

$$\text{Gpx Activity} = \frac{B}{\left(\text{مقدار نمونه} \times \left(\frac{\text{زمان اول قرائت جذب نوری} - \text{زمان دوم قرائت جذب نوری}}{\text{وقت}} \right) \right)}$$

ب) **Reagent 2**: محلول را بصورت کامل ورتکس نموده تا محلول همگن به دست آید. محلول را با نسبت 1:1000 با آب دیونیزه رقیق نمایید. محلول آماده شده R2 در دمای ۲۰- درجه سانتی‌گراد به مدت یک ماه قابل نگهداری است.

ج) **محلول استاندارد**: به هر تیوب Standard مقدار 1 میلی‌لیتر آب دیونیزه اضافه نموده و از این محلول به عنوان استاندارد جهت رسم منحنی استفاده کنید. محلول استاندارد آماده شده، دارای غلظت یک میلی‌مول از NADPH است و در دمای ۲۰- درجه سانتی‌گراد به مدت یک ماه قابل نگهداری است.

3) رسم منحنی استاندارد:

ابتدا رقت‌های مختلف محلول استاندارد را با استفاده از جدول زیر تهیه کرده و برای رسم منحنی استاندارد از آن استفاده نمایید.

4) روش کار:

الف) ابتدا 50 میکرولیتر از نمونه یا استاندارد را در چاهک‌های پلیت 96 خانه ریخته (پیشنهاد می‌شود از هر نمونه دو تکرار انجام دهید و مقادیر میانگین را بصورت عدد نهایی در فرمول لحاظ کنید). در ادامه به همه چاهک‌ها، 40 میکرولیتر R1 آماده شده را اضافه کرده و سپس به مدت 15 دقیقه در دمای اتاق انکوبه کنید.

توجه ۲: قبل از افزودن R2، جذب نوری نمونه‌ها را در ۳۴۰ نانومتر اندازه بگیرید. اگر OD در 340 نانومتر کمتر از ۱/۰ باشد، می‌توانید با اضافه کردن محلول استاندارد به چاهک، جذب نوری را به بالای ۱ برسانید. توجه داشته باشید که افزودن هر میلی‌لیتر از محلول استاندارد به صورت تقریبی ۰/۵ واحد به OD اضافه خواهد کرد.

ب) برای شروع واکنش، 10 میکرولیتر از R2 را اضافه کرده و خوب مخلوط کنید. جذب نوری نمونه‌ها را در طول موج 340 نانومتر قرائت و یادداشت کنید.

ج) به مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه در دمای اتاق انکوبه کرده و برای بار دوم جذب نوری نمونه‌ها را در طول موج 340 نانومتر قرائت و یادداشت کنید.



✓ برای به دست آوردن نتایج دقیق تر بهتر است قبل از افزودن R2، جذب نوری نمونه‌ها را در ۳۴۰ نانومتر اندازه بگیرید. اگر OD در 340 نانومتر کمتر از ۱/۰ باشد، می‌توانید با اضافه کردن محلول استاندارد به چاهک، جذب نوری را به بالای ۱ برسانید. توجه داشته باشید که افزودن هر میلی لیتر از محلول استاندارد به صورت تقریبی ۰/۵ واحد به OD اضافه خواهد کرد.

✓ به زمان‌ها و شرایط نگهداری مواد ذکر شده در پروتکل و روی جعبه توجه کنید.
✓ پوشش محافظتی مناسب و ایمن را در انجام مراحل آزمایش رعایت کنید.

میزان فعالیت آنزیم گلوکاتایون پراکسیداز به دست آمده از طریق فرمول بالا، بر حسب واحدهای nmol/min/ml یا $\mu\text{U}/\text{mL}$ گزارش می‌شود.

توصیه‌های نوند سلامت:

✓ برای به دست آوردن نتایج دقیق تر بهتر است ابتدا میزان پروتئین موجود در نمونه‌ها را با کیت سنجش پروتئین با کد محصول ۱۵۰۷۲ بسنجید و نتایج را بر اساس میزان فعالیت آنزیم در هر میلی گرم پروتئین گزارش کنید.

عیب یابی:

مشکل	احتمالات موجود	راه حل های پیشنهادی
عدم کارکرد سنجش یا آزمایش	عدم رعایت ترتیب مراحل آزمایش	به پروتکل موجود مراجعه کرده و دقیقاً پیروی نمایید
	پلیت ریدر در طول موج نادرست	تنظیمات فیلتر دستگاه را چک نمایید
نمونه‌ها با قرائت (خوانش) نامنظم یا نامعقول	نمونه‌ها در بافرهای متفاوتی تهیه شده باشند	از بافر موجود در کیت استفاده نموده و یا به دستورالعمل موجود در پروتکل مراجعه نمایید
	استفاده از نمونه‌های چند بار دفریز شده	اگر نمونه‌ها چندین بار مورد استفاده قرار خواهند گرفت آن‌ها را به دو یا سه قسمت تقسیم نمایید
	وجود حباب در چاهک	از بین بردن حباب‌های چاهک با ضربه زدن آرام به کنار پلیت
	استفاده از کیت منقضی شده و یا نگهداری نامناسب معرف‌ها	تاریخ انقضای کیت را چک نموده و معرف‌ها را در شرایط مناسب نگهداری نمایید
	زمان و درجه حرارت نامناسب انکوباسیون	به پروتکل مراجعه کنید و زمان و دمای مناسب انکوباسیون را بررسی نمایید
	استفاده از حجم‌های نامناسب	از سمپلر کالیبره شده استفاده نموده و مواد را تقسیم نمایید
منحنی استاندارد غیر خطی	یکی از محلول‌ها به چاهک اضافه نشده است	اطمینان حاصل کنید که تمامی محلول‌ها را به چاهک اضافه کرده‌اید
	خطاهای مرتبط با پیپت کردن در آماده سازی محلول‌های استاندارد	از حجم‌های بالا استفاده نمایید
	خطاهای پیپت کردن در محلول واکنش	محلول کار را هر زمان که ممکن است حاضر نمایید
	تشکیل حباب‌های هوا در چاهک‌ها	محتویات پیپت را به آرامی در چاهک‌ها خالی نمایید
	خطاهای محاسبات	بعد مراجعه به پروتکل، محاسبات را دوباره انجام دهید
نتایج غیر منتظره	نمونه‌ها در طول موج نادرست خوانده شوند	تنظیمات فیلتر و دستگاه را بررسی نمایید
	نمونه‌ها دارای محتویات مداخله گر باشند	در صورت امکان نمونه را بیشتر رقیق نمایید
	خواندن نمونه در بالا / زیر محدوده خطی	نمونه‌های غلیظ یا رقیق کرده تا خوانایی در محدوده خطی باشند
	فعالیت آنزیم بسیار پایین است	غلظت نمونه را با استفاده از Avaporator افزایش دهید



از افزودن تمامی محلول‌ها اطمینان حاصل کنید	Reagent 2 به نمونه‌ها اضافه نشده است	عدم کاهش جذب نوری در نمونه‌ها
نمونه‌ها را با بافر رقیق نمایید	غلظت آنزیم درون چاهک بسیار زیاد است	سرعت واکنش بسیار بالاست

