




## کیت سنجش گلوکوتاتیون (اکسید شده)

### NagluT™ Oxidized Glutathione (GSSG) Assay Kit

#### مقدمه:

گلوکوتاتیون، یک تیول تری‌پپتید کلیدی داخل سلولی است که از اسید گلوتامیک، سیستئین و گلیسین تشکیل شده است. گلوکوتاتیون با محافظت از سلول‌ها در برابر آسیب رادیکال‌های آزاد به عنوان یک آنتی‌اکسیدان عمل می‌کند. گلوکوتاتیون در داخل سلول‌ها در حالت‌های کاهش GSH و اکسید شده GSSG وجود دارد. در سلول‌ها و بافت‌های سالم بیش از ۹۰ درصد کل گلوکوتاتیون در فرم کاهش یافته است، در حالی که کمتر از ۱۰ درصد در فرم دی‌سولفید (اکسید شده) GSSG وجود دارد. بالا بودن سهم GSH نسبت به GSSG به این دلیل است که آنزیم گلوکوتاتیون ردوکتاز (که آن را از حالت اکسیداسیون انتقال می‌دهد)، بسیار فعال است. افزایش سهم GSSG به GSH به عنوان نشان دهنده استرس اکسیداتیو است. کاهش تیول گروه گلوکوتاتیون، منجر به کاهش حالت‌های دیگر ROS می‌شود، که ناپایدار است. این GSH ناپایدار، به راحتی با یک GSH نامطلوب دیگر واکنش می‌دهد تا یک مولکول GSSG ثابت ایجاد کند. این واکنش شایع است، زیرا گلوکوتاتیون در غلظت‌های بالا وجود دارد. GSSG پس از آن، توسط آنزیم گلوکوتاتیون ردوکتاز دوباره به GSH تبدیل می‌شود.



#### محتوای کیت:

ردیف	دمای نگهداری	نام ماده	تست ۴۸	تست ۹۶
۱	2-8 °C	GSSG Buffer 2X	۴ میلی‌لیتر	۸ میلی‌لیتر
۲	-20 °C	Standard	۱ ویال	۱ ویال
۳	-20 °C	Cofactor	۱ ویال	۱ ویال
۴	-20 °C	Enzyme	۱/۵ میلی‌لیتر	۲/۵ میلی‌لیتر
۵	2-8 °C	DTNB	۱ ویال	۱ ویال
۶	2-8 °C	DTNB Reagent	۴ میلی‌لیتر	۴ میلی‌لیتر
۷	2-8 °C	Lysing Buffer	۵۰ میلی‌لیتر	۱۰۰ میلی‌لیتر
۸	-	96-Well plate	۱ عدد	۱ عدد

#### موارد مورد نیاز که در داخل کیت موجود نیست:

- میکروپلیت‌ریدر با قابلیت اندازه‌گیری جذب (OD) نوری ۴۰۵ نانومتر
- هموژنایزر، در صورت استفاده از بافت به عنوان نمونه (هموژنایزر نوند سلامت با کد محصول ۱۶۰۱۰)
- سانتریفیوژ، با حداقل دور ۸۰۰۰ دور در دقیقه
- آب دیونیزه استریل
- میکروتیوب



## مراحل انجام آزمایش:

### (۱) آماده‌سازی نمونه‌ها:

- **نمونه‌های بافتی:** نمونه بافتی را ابتدا با PBS سرد شست و شو دهید. در حدود ۵۰ تا ۱۰۰ میلی‌گرم از آن را وزن کرده و ۱۰ برابر وزن آن در واحد میکرو (۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میکرولیتر)، Lysing Buffer موجود در کیت را اضافه کنید. سپس توسط هموژنایزر شیشه‌ای (استفاده از هموژنایزر نوند سلامت با کد محصول ۱۶۰۱۰ پیشنهاد می‌گردد) نمونه مورد نظر را هموژنایز کرده و در ۹۰۰۰ دور به مدت ۱۵ دقیقه سانتریفیوژ کنید (نوند سلامت در این مرحله استفاده از سانتریفیوژ یخچال‌دار را توصیه می‌کند). در ادامه مایع رویی را جدا کرده و به عنوان نمونه استفاده نمایید.
- **نمونه‌های سلولی:** ابتدا تعداد  $10^7$  سلول را در ۹۰۰۰ دور به مدت ۱۰ دقیقه و دمای ۴ درجه سانتی‌گراد سانتریفیوژ کنید. سپس رسوب سلولی را با یک میلی‌لیتر Lysing Buffer هموژن کنید و پس از سانتریفیوژ در ۹۰۰۰ دور به مدت ۱۵ دقیقه، مایع رویی را جدا کرده و به عنوان نمونه استفاده نمایید.
- **نمونه‌های پلاسما، اریتروسیت:** ابتدا نمونه را در دور ۸۰۰۰ به مدت ۱۰ دقیقه و دمای ۴ درجه سانتی‌گراد سانتریفیوژ کرده و مایع رویی زرد رنگ را جمع‌آوری نمایید. نمونه پلاسما را تا زمان سنجش روی یخ نگهداری نمایید. جهت آماده‌سازی نمونه اریتروسیت، ابتدا با آب دیونیزه لیز نموده و سپس با دور ۹۰۰۰ به مدت ۱۵ دقیقه در ۴ درجه سانتی‌گراد سانتریفیوژ نمایید. مایع رویی را جمع‌آوری کرده و تا زمان سنجش روی یخ نگهداری کنید. ماندگاری نمونه‌های پلاسما و اریتروسیت در منفی ۸۰ درجه سانتی‌گراد، به مدت ۱ ماه می‌باشد.

### (۲) آماده‌سازی معرف‌ها:

- **GSSG Buffer 2X:** جهت آماده‌سازی محلول با مقدار مساوی آب دیونیزه رقیق نمایید (توجه داشته باشید که pH بافر در هنگام استفاده برابر با ۶ باشد).
- **Cofactor:** مقدار ۲ میلی‌لیتر آب دیونیزه به ویال اضافه کرده و در زمان سنجش به دمای اتاق برسانید. پس از آماده‌سازی از فویل آلومینیومی جهت پوشش دادن ویال استفاده گردد. ماندگاری محلول رقیق شده، ۲ هفته در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.
- **Standard:** ۶۰۰ میکرولیتر آب مقطر را به ویال استاندارد (حاوی پودر) اضافه نمایید. دقت فرمایید که بطور کامل پودر حل شود.
- **DTNB:** ۴ میلی‌لیتر از Reagent DTNB را به ویال DTNB اضافه کنید. ماندگاری محلول حاصل یک هفته در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.

### (۳) محلول استاندارد:

غلظت نهایی (استاندارد (uM)	GSSG Buffer (میکرولیتر)	Standard Solution (میکرولیتر)	لوله (چاهک)
۰	۵۰۰	۰	A
۰/۲۵	۴۹۵	۵	B
۰/۵	۴۹۰	۱۰	C
۱/۰	۴۸۰	۲۰	D
۲/۰	۴۶۰	۴۰	E

ابتدا در میکروتیوب‌های جداگانه رقت‌های مختلف محلول استاندارد را با استفاده از جدول تهیه کنید. از این میکروتیوب‌ها در مرحله ۴ به عنوان نمونه استفاده خواهید کرد. پس از انجام مراحل قرائت جذب نوری برای رسم منحنی استاندارد از آن استفاده نمایید.

**نکته:** توصیه می‌شود قبل از شروع آزمایش نمودار استاندارد را بر اساس روش کار رسم کنید و در صورتی که جذب نوری استاندارد بیشتر از ۱/۵ باشد، از ۴۵ میکرولیتر DTNB (به جای ۹۰ میکرولیتر DTNB در روش کار) در محلول کار استفاده نمایید.




#### ۴) روش کار:

- A. مقدار ۲۵ میکرولیتر از محلول استاندارد آماده شده در میکروتیوب را به هر چاهک اضافه کنید (توصیه می‌شود دو ستون از میکروپلیت را بصورت ۲ تکرار برای هر غلظت استاندارد در نظر بگیرید).
- B. مقدار ۲۵ میکرولیتر نمونه را به چاهک‌های باقی مانده اضافه کنید.
- C. مقدار ۲۵ میکرولیتر آب دیونیزه به تمامی چاهک‌های حاوی استاندارد و نمونه اضافه کنید.
- D. برای انجام هر ۲۲ تست، محلول کار را بلافاصله قبل از اضافه کردن به چاهک‌ها به ترتیب زیر آماده کنید:  
 ۲/۲۵ میلی‌لیتر GSSG Buffer، ۹۰ میکرولیتر Cofactor، ۴۲۰ میکرولیتر Enzyme، ۴۶۰ میکرولیتر آب دیونیزه و ۹۰ میکرولیتر DTNB را مخلوط کنید. توجه داشته باشد که این مقادیر مواد برای ۲۲ تست کافی بوده و در صورت سنجش تعداد نمونه کمتر یا بیشتر، مقادیر مواد را با نسبت مساوی تغییر دهید (مثال: برای ۴۴ نمونه باید مقادیر فوق را دو برابر کنید).
- E. مقدار ۱۵۰ میکرولیتر از محلول کار را به تمامی چاهک‌های حاوی استاندارد و نمونه اضافه کنید.
- F. جذب نوری چاهک‌های میکروپلیت را در طول موج ۴۱۲ (۴۰۰ تا ۴۲۰) نانومتر قرائت نمایید.  
**نکته:** حداکثر زمان مجاز جهت خوانش جذب نوری ۵ دقیقه بعد از آماده‌سازی می‌باشد.

- **رسم منحنی استاندارد:** با استفاده از نرم‌افزارهای آماری همچون اکسل، نمودار منحنی استاندارد غلظت‌های مختلف را به دست آورده و با توجه به فرمول خط مقدار گلوپاتیون را محاسبه نمایید.

GSSG Standard Curve



y: جذب نوری استاندارد

A: شیب خط (مثال در فرمول نمودار مقابل این عدد برابر با ۰/۹۰۱۱ می‌باشد)

x: غلظت استاندارد

B: عرض از مبدا (مثال در فرمول نمودار مقابل این عدد برابر با ۰/۱۸۵۶ می‌باشد)

#### ۵) محاسبه:

مقدار GSSG هر نمونه با توجه به منحنی استاندارد از فرمول زیر محاسبه می‌شود:

$$\text{ضریب رقت} \times \left( \frac{\text{عرض از مبدا} - \text{جذب نوری نمونه در } 412 \text{ نانومتر}}{\text{شیب خط}} \right)$$

**نکته:** تمامی اعداد به دست آمده در نهایت ضریب ۲ خواهند شد تا مقدار نهایی GSSG به دست آید (واحد اندازه‌گیری GSSG در این کیت به میکرومولار است).



## ۶ توصیه‌ها:

- برای به دست آوردن نتایج دقیق‌تر بهتر است ابتدا میزان پروتئین موجود در نمونه‌های خود را با کیت سنجش پروتئین با کد محصول ۱۵۰۷۲ بسنجید و نتایج را بر اساس میزان فعالیت آنزیم در هر میلی‌گرم پروتئین گزارش کنید.
- به زمان‌ها و شرایط نگهداری مواد ذکر شده در پروتکل و روی جعبه توجه کنید.
- مقدار نهایی محلول سنجش درون هر چاهک ۲۰۰ میکرولیتر می‌باشد.
- ضروری است که تمامی چاهک‌های پلیت در یک زمان مورد سنجش قرار بگیرند.
- اضافه کردن محلول کار به نمونه‌ها باید در کمترین زمان ممکن صورت بگیرد
- ممکن است یک پژوهشگر نتایج متفاوت از آزمایش مشابه به دست بیاورد. به منظور بهتر شدن نتایج، توصیه می‌شود از هر نمونه دوبار تکرار انجام گرفته و میانگین آن‌ها را به عنوان نتیجه نهایی گزارش کنید.
- قبل از شروع آزمایش، از کافی بودن مقدار نمونه‌ها و محلول‌ها اطمینان حاصل کنید.
- کیت‌های مختلف ممکن است حساسیت، محدوده تشخیص و روش کار متفاوتی داشته باشند، لذا آزمایش را دقیقاً طبق روش کار مندرج در این پروتکل انجام دهید.
- محلول و مواد دیگر را جایگزین محلول و مواد داخل کیت نکرده و تنها از مواد موجود در کیت استفاده کنید.
- پس از شروع آزمایش، تمام مراحل باید بدون وقفه، کامل شود. اطمینان حاصل کنید که همه معرف‌ها، مواد و دستگاه‌ها در زمان مناسب آماده می‌شوند.
- زمان انکوباسیون نتایج را تحت تأثیر قرار خواهد داد لذا همه چاهک‌ها باید در همان ترتیب و زمان، مورد استفاده قرار گیرند.
- در زمان کار با کیت رعایت اصول ایمنی آزمایشگاهی الزامی می‌باشد.

## ۶) عیب‌یابی:

مشکل	احتمالات موجود	راه حل‌های پیشنهادی
عدم کارکرد سنجش یا آزمایش	برداشتن مقدار نادرست مواد	دقت در اندازه‌گیری
	وجود حباب در سرمپلر	جلوگیری از ایجاد حباب در سرمپلر
عدم وجود طیف رنگی استاندارد	عدم اضافه کردن یک یا چند محلول به محلول کار	اطمینان از اضافه کردن تمامی محلول‌ها
	عدم اضافه کردن استاندارد به چاهک‌ها	اطمینان از اضافه کردن صحیح استاندارد
منحنی استاندارد غیر خطی	یکی از محلول‌ها به چاهک اضافه نشده است	اطمینان حاصل کنید که تمامی محلول‌ها را به چاهک اضافه کرده‌اید
	خطاهای مرتبط با پیمت کردن در آماده‌سازی محلول‌های استاندارد	از حجم‌های بالا استفاده نمایید
	خطاهای پیمت کردن در محلول واکنش	محلول کار را هر زمان که ممکن است حاضر نمایید
	تشکیل حباب‌های هوا در چاهک‌ها	محتویات پیمت را به آرامی در چاهک‌ها خالی نمایید
	GSSG مقدار بالای جذب در مقادیر زیاد	خوانش جذب در زمان‌های کمتر
عدم ایجاد رنگ در نمونه‌ها	بازه اعداد نادرست برای نمودار استاندارد	بالاترین مقدار جذب استاندارد باید کمتر از ۱/۲ باشد
	خطاهای محاسبات	بعد مراجعه به پروتکل، محاسبات را دوباره انجام دهید
مقدار جذب نمونه بیشتر از جذب نوری بالاترین استاندارد	مقدار GSSG در نمونه‌ها بسیار کم است	افزایش غلظت نمونه توسط لیوفیلیز کردن
	مقدار GSSG در نمونه‌ها کم است	حل کردن نمونه در مقدار کمتر GSSG Buffer
	غلظت بالای نمونه	رقیق کردن نمونه

- در صورتی که در انجام هر یک از مراحل آزمایش دچار ابهام، مشکل یا اشتباه شده‌اید، نگران نباشید، تیم پشتیبانی فنی نوند سلامت در کنار شماست. کافی است به شماره تلفن ۰۹۰۱۴۱۱۴۰۹۷ از طریق واتس‌آپ/تلگرام پیام دهید. کارشناسان ما برای رفع مشکل با شما تماس خواهند گرفت.
- نظرات و پیشنهادات مشتریان، همواره پله‌های پیشرفت و بهبود کیفیت را در نوند سلامت تشکیل می‌دهند. لذا در صورت وجود هرگونه نظر، انتقاد یا پیشنهاد، لطفاً آن را از طریق ایمیل [hi@navandsalamat.com](mailto:hi@navandsalamat.com) با ما در میان بگذارید.