



کیت سنجش فعالیت آنزیم میلوپراکسیداز Nampox™ Myeloperoxidase (MPO) Activity Assay Kit

مقدمه:

میلوپروکسیداز (MPO) آنزیمی از نوع پراکسیداز است که تشکیل اسیدهیپوکلو را کاتالیز می‌کند و در گرانول‌های آزروفیل لکوسیت‌ها مخصوصاً در نوتروفیل‌ها ذخیره می‌شود. این آنزیم در واکنش‌های التهابی آزاد شده و می‌تواند مارکری برای فعالیت نوتروفیل‌ها در آماس باشد. MPO خاصیت میکروب‌کشی قوی داشته و گاهی به عنوان نشانگر برای لوسمی حاد نیز استفاده می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهند که MPO را می‌توان به عنوان نشانگر التهاب شناخت. یافته‌های اخیر نشان می‌دهد که MPO در آسیب‌شناسی آتروژن از طریق اکسیداسیون آپولیپوپروتئین A1 و تشکیل HDL معیوب و تغییر توانایی آن در اتصال و حذف کلسترول آزاد از بافت‌های محیطی نقش مهمی ایفا می‌کند. اساساً فعالیت میلوپراکسیداز بر مبنای واکنش تترامتیل بنزدین (TMB) و پراکسیدهیروژن بوده و در طول موج ۶۵۰ نانومتر قابل سنجش می‌باشد.

کیت سنجش فعالیت میلوپراکسیداز Nampox™ شرکت نوند سلامت، روشی ساده، تکرارپذیر و استاندارد برای اندازه‌گیری میزان فعالیت پراکسیداز آنزیم میلوپراکسیداز است که در نمونه‌های بیولوژیکی مانند سرم، پلاسما، ادرار، بافت هموزنه و لیزات سلولی استفاده می‌شود.

محتوای کیت:

| ردیف | دمای نگهداری | نام ماده | تست ۴۸ | تست ۹۶ |
|------|--------------|------------------|---------------|----------------|
| ۱ | ۲-۸ °C | Reagent 1 | ۲۵۰ میکرولیتر | ۵۰۰ میکرولیتر |
| ۲ | ۲-۸ °C | Reagent 2a | ۲ ویال | ۲ ویال |
| ۳ | ۲-۸ °C | Reagent 2b | ۸۵۰ میکرولیتر | ۱۷۰۰ میکرولیتر |
| ۴ | ۲-۸ °C | Reagent 2c | ۵ میلی‌لیتر | ۱۰ میلی‌لیتر |
| ۵ | ۲-۸ °C | Sample Buffer 2X | ۲۵ میلی‌لیتر | ۵۰ میلی‌لیتر |
| ۶ | - | 96-Well plate | ۱ عدد | ۱ عدد |

موارد مورد نیاز که در داخل کیت موجود نیست:

- میکروپلیت‌ریدر با قابلیت اندازه‌گیری جذب (OD) ۶۳۰ تا ۶۵۰ نانومتر
- هموژنایزر شیشه‌ای (در صورت استفاده از بافت به عنوان نمونه)
- فسفات بافر (در صورت استفاده از بافت به عنوان نمونه)
- سانتریفوژ

مراحل انجام آزمایش:

۱) آماده‌سازی محلول کار:

- **Sample Buffer 2X:** برای آماده‌سازی بافر برای استفاده در نمونه‌های بافتی و یا سلولی، بافر موجود در کیت را به نسبت ۱:۱ با آب دیونیزه مخلوط و از رسیدن محلول به pH=6 اطمینان حاصل کنید (نوند سلامت استفاده از HCL را برای تنظیم pH توصیه می‌کند).
- **Reagent 1:** این معرف را قبل از انجام آزمایش و به صورت تازه تهیه نمائید. بدین صورت که ۷ میکرولیتر از معرف R1 موجود در کیت را با ۱۰۰ میلی‌لیتر آب مقطر دیونیزه مخلوط و استفاده کنید. ماندگاری معرف آماده‌شده در دمای اتاق، ۱ ساعت است.
- **Reagent 2 (برای کیت ۴۸ تست):** برای آماده‌سازی معرف ۲، ابتدا ۴۲۵ میکرولیتر از R2b را به بطری R2a (حاوی پودر) اضافه نموده و پس از حل کردن پودر داخل بطری، به آن ۲۳۷۵ میکرولیتر از R2c اضافه کنید. مخلوط حاصل را ورتکس کرده و pH محلول حاصل را بین ۴/۵ تا ۵/۵ تنظیم نمایید (نوند سلامت استفاده از HCL را برای تنظیم pH توصیه می‌کند). محلول حاصل به عنوان محلول R2 آماده



- قابل استفاده است. توجه نمایید که ماندگاری معرف آماده شده **R2** در یخچال (۲-۸ درجه سانتی‌گراد) ۴۸ ساعت است.
- **توجه:** محتویات بطری **R2a** ممکن است به درب آن چسبیده و از مقدار مورد نیاز کاسته شود. لذا حتما پس از افزودن **R2b** بطری را بصورت سر و ته و حرکات متوالی تکان دهید تا تمامی پودر موجود در آن حل شود.
 - **Reagent 2 (برای کیت ۹۶ تست):** برای آماده‌سازی معرف ۲، ابتدا **۸۵۰ میکرولیتر از R2b** را به بطری **R2a** (حاوی پودر) اضافه نموده و پس از حل کردن پودر داخل بطری، به آن **۴۷۵۰ میکرولیتر از R2c** اضافه کنید. مخلوط حاصل را ورتکس کرده و pH محلول حاصل را بین ۴/۵ تا ۵/۵ تنظیم نمایید (نوند سلامت استفاده از HCL را برای تنظیم pH توصیه می‌کند). محلول حاصل به عنوان محلول **R2** آماده قابل استفاده است. توجه نمایید که ماندگاری معرف آماده شده **R2** در یخچال (۲-۸ درجه سانتی‌گراد) ۴۸ ساعت است.
 - **توجه:** محتویات بطری **R2a** ممکن است به درب آن چسبیده و از مقدار مورد نیاز کاسته شود. لذا حتما پس از افزودن **R2b** بطری را بصورت سر و ته و حرکات متوالی تکان دهید تا تمامی پودر موجود در آن حل شود.
 - سایر معرف‌ها نیاز به آماده‌سازی نداشته و آماده مصرف هستند.

۲) آماده‌سازی نمونه‌ها:

نمونه‌های بافتی: در ابتدا حدود ۱۰ تا ۲۰ میلی‌گرم از نمونه را وزن کرده و پس از شستشوی کامل با PBS سرد، با یک میلی‌لیتر از **Sample Buffer 1X** (سرد) آماده شده، هموژن نمایید. سپس در ۱۰۰۰۰ دور به مدت ۱۰ دقیقه سانتریفیوژ (نوند سلامت در این مرحله استفاده از سانتریفیوژ یخچالدار را توصیه می‌کند) کرده و برای انجام آزمایش از مایع‌رویی به عنوان نمونه استفاده نمایید. توجه داشته باشید که مایع‌رویی تا زمان استفاده باید روی یخ یا در یخچال نگهداری شود.

نمونه‌های سلولی: 2×10^6 سلول در یک میلی‌لیتر **Sample Buffer 1X** هموژن کرده و سپس در ۱۰۰۰۰ دور به مدت ۱۰ دقیقه سانتریفیوژ کنید. از محلول رویی به عنوان نمونه استفاده کنید. توجه داشته باشید که برای جداسازی سلول‌ها از کف پلیت، از مواد پروتئولیتیک (مانند تریپسین) استفاده نکنید.

نمونه‌های ادرار، سرم و یا پلاسما: نمونه‌های ادرار، سرم و یا پلاسما بدون رقت‌سازی می‌توانند استفاده شوند ولی در صورت داشتن جذب نوری بالای ۲ بهتر است نمونه‌ها را قبل از شروع آزمایش ده برابر با **Sample Buffer 1X** (رقیق شده) مخلوط کرده و در ۱۰۰۰۰ دور به مدت ۱۰ دقیقه سانتریفیوژ نمایید. از مایع‌رویی پس از سانتریفیوژ به عنوان نمونه استفاده نمایید (مثال: 10^6 میکرولیتر نمونه با 90^6 میکرولیتر از **Sample Buffer 1X** مخلوط نمایید).
توجه: در صورت رقت‌سازی بایستی ضریب رقت در فرمول محاسبات اعمال گردد.

۳) روش کار:

- A.** برای شروع آزمایش 10^6 میکرولیتر از نمونه (ادرار، سرم، بافت، لیز سلولی) را با 80^6 میکرولیتر از **R1** رقیق شده مخلوط کرده و به مدت ۱۰ دقیقه در دمای اتاق و به دور از نور انکوبه کنید. در ادامه 110^6 میکرولیتر از **R2** آماده شده را به مخلوط اضافه و شیک کنید.
- B.** پلیت را با میکروپلیت ریدر در طول موج 650^6 نانومتر (630^6 تا 650^6 نانومتر) در دقیقه اول (ثانیه ۶۰) و دهم (ثانیه ۶۰۰) قرائت و یادداشت نمایید.

۴) محاسبات:

با استفاده از فرمول زیر، ΔAbs_{650nm} را محاسبه و در فرمول بعدی وارد نمایید:

$$\Delta Abs_{650nm} = \left[\frac{Abs_{650nm} \text{ Time } 10 \text{ min} - Abs_{650nm} \text{ Time } 1 \text{ min}}{9} \right]$$

$$MPO \text{ activity } \left(\frac{U}{L} (g \text{ Tissue}) \right) = \frac{\Delta Abs_{650nm} \times 10^7}{\epsilon \times 0.4 \text{ cm}} \times \frac{0.2}{0.01} \times K$$

E و **K** یا ضریب خاموشی برای TMB در 650^6 نانومتر معادل $3/9 \times 10^4 M^{-1} cm^{-1}$ بوده و در فرمول بالا قرار می‌گیرد.

K ضریب رقت نمونه



۵) توصیه‌ها:

- محتویات کیت در یخچال (دمای ۲-۸ درجه سانتی‌گراد) نگهداری شود، اما معرف‌ها قبل از شروع آزمایش باید به دمای محیط (ترجیحاً دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد) رسیده و قبل از استفاده ورتکس نمائید به گونه‌ای که هیچ کریستالی در معرف‌ها دیده نشود.
- برای اندازه‌گیری MPO در نمونه‌های بافتی، سرم و پلاسما می‌توان آنها را در منفی ۸۰ درجه سانتی‌گراد به مدت یک ماه نگهداری کرد.
- نمونه‌ها پس از آماده‌سازی باید تا زمان انجام آزمایش در یخچال و یا روی یخ نگهداری شوند.
- از ایجاد کف و یا حباب در موقع مخلوط کردن مواد به‌صورت جدی پرهیز نمائید.
- اسید اسکوربیک و و اسید اوریک در نمونه‌ها، می‌توانند به عنوان مهارکننده میلوپراکسیداز عمل کرده و نتایج آزمون را تغییر دهند.
- ممکن است یک پژوهشگر نتایج متفاوت از آزمایش مشابه به دست بیاورد. توصیه می‌شود از هر نمونه ۳ بار تکرار انجام دهید و میانگین آن‌ها را به‌عنوان نتیجه نهایی در نظر بگیرید.
- رعایت زمان‌های ذکر شده در روش کار به خاطر اندازه‌گیری فعالیت آنزیم ضروری می‌باشد.
- در نمونه‌های بافتی و لیزات سلولی اندازه‌گیری پروتئین نیز توصیه می‌شود که می‌توانید بدین منظور از کیت **Nadfred™ (NS-15073 و NS-15074)** نوند سلامت استفاده نمائید.
- قبل از شروع آزمایش، از کافی بودن مقدار نمونه‌ها اطمینان حاصل کنید.
- کیت‌های مختلف ممکن است حساسیت، محدوده تشخیص و روش کار متفاوتی داشته باشند، لذا آزمایش را دقیقاً طبق روش کار مندرج در این پروتکل انجام دهید.
- محلول و مواد دیگر را جایگزین محلول و مواد داخل کیت نکرده و تنها از مواد موجود در کیت استفاده کنید.
- در زمان کار با کیت رعایت اصول ایمنی آزمایشگاهی الزامی می‌باشد.

۶) عیب‌یابی:

| مشکل | احتمالات موجود | راه حل‌های پیشنهادی |
|---|---|---|
| عدم کارکرد سنجش یا آزمایش | سرد بودن بافر آزمایش | دمای بافر باید به دمای اتاق رسیده باشد |
| | عدم رعایت ترتیب مراحل آزمایش | به پروتکل موجود مراجعه کرده و دقیقاً پیروی نمائید |
| | پلیت ریدر در طول موج نادرست | تنظیمات فیلتر دستگاه را چک نمائید |
| نمونه‌ها با قرانت (خوانش) نامنظم یا نامعقول | آماده‌سازی نمونه‌ها با بافر نادرست | از بافر موجود در کیت استفاده نموده و یا به دستورالعمل موجود در پروتکل مراجعه نمائید |
| | نمونه‌های کشت بافت/سلول به صورت کامل هموژن نشده | هموژن کردن نمونه را تکرار نموده و مدت زمان مرحله‌ی همگن‌سازی را افزایش دهید |
| | استفاده از نمونه‌های چند بار در فریز شده | اگر نمونه‌ها چندین بار مورد استفاده قرار خواهند گرفت نمونه‌ها را در هنگام نمونه‌برداری به دو یا سه قسمت تقسیم نموده و فریز نمائید |
| | وجود ماده‌ی مداخله‌گر در نمونه | در صورت امکان نمونه را بیشتر رقیق نمائید |
| خوانش بالا و یا پایین در نمونه‌ها و استانداردها | استفاده از نمونه‌های قدیمی یا نامناسب | ترجیحاً از نمونه‌های تازه استفاده کنید |
| | دمای نامناسب ترکیبات | اجازه دهید تمام ترکیبات به دمای اتاق رسید، سپس به آرامی ترکیب نمائید |
| | استفاده از کیت منقضی شده و یا نگهداری نامناسب معرف‌ها | تاریخ انقضای کیت را چک نموده و معرف‌ها را در شرایط مناسب نگهداری نمائید |
| | قرار گرفتن طولانی مدت معرف‌ها در معرض یخ | محلول کار را قبل از استفاده آماده کنید |
| | زمان و درجه حرارت نامناسب انکوباسیون | به پروتکل مراجعه کرده و زمان و دمای مناسب انکوباسیون را بررسی نمائید |
| نتایج غیر منتظره | استفاده از حجم‌های نامناسب | از سمپلر کالیبره شده استفاده نمائید |
| | نمونه‌ها در طول موج نادرست خوانده شوند | تنظیمات فیلتر و دستگاه را بررسی نمائید |
| | نمونه‌ها دارای محتویات مداخله‌گر باشند | در صورت امکان نمونه را بیشتر رقیق نمائید |
| | خواندن نمونه در بالا و یا زیر محدوده خطی | نمونه‌های غلیظ یا رقیق کرده تا خوانایی آن‌ها در محدوده خطی قرار گیرد |

- در صورتی که در انجام هر یک از مراحل آزمایش دچار ابهام، مشکل یا اشتباه شده‌اید، نگران نباشید، تیم پشتیبانی فنی نوند سلامت در کنار شماست. کافی است به شماره تلفن ۰۹۰۱۴۱۱۴۰۹۷ از طریق واتساپ/تلگرام پیام دهید. کارشناسان ما برای رفع مشکل با شما تماس خواهند گرفت.
- نظرات و پیشنهادات مشتریان، همواره پله‌های پیشرفت و بهبود کیفیت را در نوند سلامت تشکیل می‌دهند. لذا در صورت وجود هرگونه نظر، انتقاد یا پیشنهاد، لطفاً آن را از طریق ایمیل hi@navandsalamat.com با ما در میان بگذارید.