




## کیت سنجش پراکسیداسیون لیپید (مالون دی آلدئید)

### Nalondi™ Lipid Peroxidation (MDA) Assay Kit

#### مقدمه:

مالون دی آلدئید همان گونه که از نامش پیداست ترکیبی آلدئیدی، فعال و بسیار واکنش پذیر است و طی واکنش پراکسیداسیون اسیدهای چرب غیراشباع تولید می شود. بنابراین با اندازه گیری میزان مالون دی آلدئید در نمونه های بیولوژیک مختلف می توان به میزان پراکسیداسیون چربی ها پی برد. پراکسیداسیون لیپید در اثر آسیب سلولی در گیاهان و جانوران رخ داده و به عنوان نشانگر برای اندازه گیری سطح استرس اکسیداتیو در سلول ها و بافت ها کاربرد دارد. سنجش مالون دی آلدئید به روش Thiobarbituric Acid Reactive Substances (TBARS) روشی مناسب جهت اندازه گیری میزان پراکسیداسیون لیپید است که در نمونه های انسانی، حیوانی و گیاهی کاربرد دارد. در صورتیکه پروتئین ها در ابتدا توسط رسوب دهنده اسیدی رسوب داده شوند، کمتر با محلول TBARS واکنش داده و نتایج اختصاصی تری از میزان پراکسیداسیون لیپید به دست خواهد آمد.

کیت سنجش پراکسیداسیون لیپید Nalondi™ روشی ساده، تکرارپذیر و استاندارد برای اندازه گیری میزان مالون دی آلدئید و آگاهی از پراکسیداسیون لیپیدی در نمونه های بیولوژیکی مانند سرم، پلاسما، ادرار، بافت هموزنه، لیزات سلولی و مایع محیط کشت را فراهم می کند. بطور خلاصه مالون دی آلدئید با تیوباربیتئوریک اسید (TBA) در دمای بالا، واکنش داده و محصول صورتی رنگی تولید می کند که با روش رنگ سنجی اندازه گیری می شود.



#### محتوای کیت:

ردیف	دمای نگهداری	نام ماده	۴۸ تست	۹۶ تست
۱	2-8 °C	Reagent 1 2X	۱۰ میلی لیتر	۲۰ میلی لیتر
۲	2-8 °C	Reagent 2	۱۰ میلی لیتر	۲۰ میلی لیتر
۳	2-8 °C	Reagent 3	۱۰ میلی لیتر	۲۰ میلی لیتر
۴	2-8 °C	Standard solution	۱۰۰ میکرو لیتر	۱۰۰ میکرو لیتر
۵	2-8 °C	BHT	۱ میلی لیتر	۱ میلی لیتر
۶	2-8 °C	Precipitation Reagent	۶/۲۵ میلی لیتر	۱۲/۵ میلی لیتر
۷	2-8 °C	Acid Reagent	۲۵ میلی لیتر	۵۰ میلی لیتر
۸	2-8 °C	Lysing Buffer	۱۵ میلی لیتر	۳۰ میلی لیتر
۹	-	96-Well plate	۱ عدد	۱ عدد

#### موارد مورد نیاز که در داخل کیت موجود نیست:

- میکروپلیت ریدر با قابلیت اندازه گیری جذب (OD) ۵۵۰ نانومتر
- پلیت تیره ته صاف (در صورت سنجش به روش فلوریمتریک)
- هموژنایزر (در صورت استفاده از بافت به عنوان نمونه)
- فسفات بافر (در صورت استفاده از سلول به عنوان نمونه)
- آب دیونیزه استریل
- تیوب/لوله جهت تهیه سری استاندارد
- سانتریفوژ
- بن ماری ۹۵ درجه



## مراحل انجام آزمایش:

### ۱) آماده‌سازی نمونه‌ها:

**نمونه‌های بافتی یا سلولی:** به ۱۰ میلی‌گرم از بافت مورد نظر و یا ۱۰<sup>۷</sup> سلول، ۳۰۰ میکرولیتر Lysis Buffer و ۳ میکرولیتر BHT اضافه و سپس هموژن کنید. برای حذف مواد نامحلول، به مدت ۳ دقیقه در ۱۳۰۰۰ دور سانتریفیوژ کنید. از مایع رویی به عنوان نمونه استفاده کنید.  
**توجه:** به دلیل دخالت هموگلوبین در اندازه‌گیری، نمونه‌های بافتی در هنگام نمونه‌برداری باید با PBS خنک کاملاً شستشو داده شوند.

**نمونه‌های سرم/ پلاسما:** برای اندازه‌گیری MDA در نمونه سرم یا پلاسما، ابتدا ۲۰ میکرولیتر از نمونه را داخل لوله آزمایش بریزید. سپس مقدار ۵۰۰ میکرولیتر Acid Reagent را لوله حاوی نمونه اضافه کنید. در مرحله بعد با اضافه کردن ۱۲۵ میکرولیتر Precipitation Reagent به لوله، پس از ۵ دقیقه انکوباسیون در دمای اتاق، به مدت ۳ دقیقه در ۱۳۰۰۰ دور سانتریفیوژ کنید. مایع رویی را دور ریخته و به مواد ته‌نشین شده روی یخ، ۱۰۰ میکرولیتر آب مقطر دیونیزه و ۲ میکرولیتر BHT اضافه کنید. مخلوط حاصل را ورتکس کنید و در نهایت حجم نهایی را با استفاده از آب مقطر دیونیزه، به ۲۰۰ میکرولیتر برسانید.

**نمونه‌های ادرار:** تا زمان انجام آزمون، نمونه‌های ادرار باید در دمای منفی ۸۰ درجه سانتیگراد نگهداری شود. برای از بین بردن مواد نامحلول، نمونه قبل از آزمایش باید سانتریفیوژ شود. غلظت MDA در ادرار، می‌تواند با غلظت کراتینین و یا سایر نشانگرهای مناسب نرمالیزه شود.

### ۲) آماده سازی محلول کار:

نیم ساعت قبل از شروع آزمایش معرف‌ها را به دمای اتاق رسانده و در صورت مشاهده کریستال، معرف‌ها را تا دمای ۵۰ درجه (توسط بن‌ماری) گرم کنید و پس از ورتکس استفاده نمایید. معرف R1<sub>2x</sub> را با آب مقطر دیونیزه به حجم دو برابر برسانید؛ بدین‌صورت که یک میلی‌لیتر از R1<sub>2x</sub> را با یک میلی‌لیتر آب دیونیزه مخلوط و سپس استفاده نمایید. برای تهیه محلول کار، معرف‌های R1 (آماده شده)، R2 و R3 را به نسبت‌های ۱:۱:۲ با هم مخلوط کنید (مثال: دو میلی‌لیتر از معرف R1 با یک میلی‌لیتر از معرف R2 و یک میلی‌لیتر معرف R3 مخلوط و ورتکس نمایید).

**توجه:** دقت داشته باشید که محلول کار باید به صورت تازه (کمتر از ۶ ساعت تا مصرف) تهیه شود.

### ۳) آماده سازی محلول استاندارد:

غلظت نهایی استاندارد بر اساس میکروکول (نانومول در چاهک)	آب مقطر دیونیزه (میکرولیتر)	استاندارد ۲ میلی‌مولار (میکرولیتر)	لوله
۰ (۰ نانومول در چاهک)	۲۰۰	۰	A
۲۰ (۴ نانومول در چاهک)	۱۹۸	۲	B
۴۰ (۸ نانومول در چاهک)	۱۹۶	۴	C
۶۰ (۱۲ نانومول در چاهک)	۱۹۴	۶	D
۸۰ (۱۶ نانومول در چاهک)	۱۹۲	۸	E
۱۰۰ (۲۰ نانومول در چاهک)	۱۹۰	۱۰	F

✓ **روش کالریمتریکی:** ۲۵ میکرولیتر از استاندارد موجود در کیت را با ۱ میلی‌لیتر آب مقطر حل کرده تا غلظت ۰/۱ مولار به دست آید (ماندگاری محلول حاصل ۱ ماه در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد خواهد بود) سپس ۲۰ میکرولیتر از آن را برداشته و در ۹۸۰ میکرولیتر آب مقطر دیونیزه رقیق نمایید. غلظت محلول حاصل ۲ میلی‌مولار بوده و برای رسم منحنی استاندارد طبق جدول روبرو غلظت‌های مختلف را تهیه نمایید.

✓ **روش فلوریمتریکی:** ۲۵ میکرولیتر از استاندارد موجود در کیت را با ۱ میلی‌لیتر آب مقطر حل کرده تا غلظت ۰/۱ مولار به دست آید (ماندگاری محلول حاصل ۱ ماه در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد خواهد بود) سپس ۲۰ میکرولیتر از آن را برداشته و در ۹۸۰ میکرولیتر آب مقطر دیونیزه رقیق کنید. غلظت محلول حاصل ۲ میلی‌مولار است که از آن ۲۰ میکرولیتر برداشته و در ۱۸۰ میکرولیتر آب مقطر رقیق نمایید. غلظت محلول حاصل ۰/۲ میلی‌مولار و برای تهیه غلظت نهایی استاندارد در سنجش فلورومتریکی اعداد مربوط به جدول بالا تقسیم بر ۱۰ خواهد شد تا غلظت‌های ۰، ۰/۲، ۰/۴، ۰/۶، ۰/۸ و ۱ نانومول بدست آید.



#### ۴) روش کار:

✓ ۲۰۰ میکرولیتر از نمونه آماده شده را (نمونه‌های بیولوژیکی که شامل سرم، پلاسما، لیز سلول، ادرار، بافت هموژن شده می‌باشد) و یا استاندارد را با ۸۰۰ میکرولیتر از محلول کار مخلوط کنید. سپس درب لوله‌های حاوی محلول را کامل ببندید (احتمال باز شدن به دلیل بخار آب و فشار آن وجود دارد) و درون بن ماری با دمای ۹۵ درجه سانتی‌گراد به مدت ۴۵ دقیقه قرار دهید. در مرحله بعد، نمونه‌ها را به مدت ۱۰ دقیقه درون ظرف حاوی آب یخ قرار دهید تا سریع سرد شوند.

✓ نمونه‌ها را در ۳۰۰۰ دور به مدت ۱۵ دقیقه سانتریفیوژ نموده و ۲۵۰ میکرولیتر از مایع رویی را به چاهک های پلیت ۹۶ خانه انتقال دهید و جذب مایع رویی را در طول موج ۵۵۰ نانومتر قرائت نمائید.

**نکته:** قبل از قرائت با دستگاه از نبود حباب در چاهک‌ها اطمینان حاصل نمایید.


\* در سنجش فلوریمتری جذب نمونه‌ها و استاندارد در طول موج Ex/Em 532/553 nm قرائت می‌شود.

**نکته:** در نمونه‌های سرم یا پلاسما در صورتی که جذب نوری نمونه‌ها (OD) بیش از ۲ باشد، توصیه می‌شود نمونه‌ها را با آب مقطر دیونیزه رقیق نموده و میزان رقت را در فرمول به جای ضریب K قرار دهید. به عنوان مثال، اگر نمونه خود را به نسبت ۱ به ۹ رقیق کرده‌اید (۱۰۰ میکرولیتر نمونه + ۹۰۰ میکرولیتر آب مقطر)، ضریب K برابر با ۱۰ خواهد بود.

#### ۵) محاسبات:

با استفاده از نرم‌افزارهای آماری مثل اکسل، نمودار استاندارد را با توجه به اعداد به دست آمده از جدول استانداردها رسم نمائید.

فرمول خط حاصل از نمودار مقابل به شکل زیر می‌باشد:



$$y = Ax + B$$

y: جذب نوری استاندارد

A: شیب خط (مثال در فرمول نمودار مقابل این عدد برابر با ۰/۰۱۹۱ می‌باشد)

x: غلظت MDA

B: عرض از مبدا (مثال در فرمول نمودار مقابل این عدد برابر با ۰/۰۵۱۵ می‌باشد)

با توجه به فاکتور بالا میزان MDA با فرمول زیر محاسبه می‌گردد:

**mg or ml:** مقدار بافت یا سرم اولیه که برداشته شده است (مثال ۱۰ میلی‌گرم و یا ۰/۱۰ میلی‌لیتر)

**4:** نسبت حجم نمونه (۲۰۰ میکرولیتر) به حجم محلول کار (۸۰۰ میکرولیتر)

**K:** ضریب رقت برای نمونه‌ها می‌باشد (میزان رقت برای نمونه‌های رقیق نشده عدد ۱ است)

$$MDA = \left[ \frac{(OD \text{ Sample} - B)}{A} \right] \times 4 \times K$$

واحد پراکسیداسیون لیپید (MDA) عبارت است از: **nmol/ ml (or nmol/mg pro)**

#### ۶) توصیه‌ها:

- برای انجام تست، بهتر است از نمونه‌های تازه استفاده شود.
- بهتر است نمونه‌های بیولوژیک، در حجم‌های پایین و در دمای ۲۰- درجه سانتی‌گراد (کمتر از ۳ ماه) یا ۸۰- درجه سانتی‌گراد (کمتر از ۶ ماه) نگهداری شود. در غیر این صورت امکان تخریب و دنا توره شدن پروتئین‌های نمونه وجود دارد.
- از ذوب و انجماد مکرر نمونه‌ها خودداری گردد.
- در صورتی که نمونه در کمتر از ۲۴ ساعت مورد استفاده قرار گیرد، می‌توان نمونه را در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی‌گراد نگهداری نمود.
- محتویات کیت در یخچال (دمای ۲-۸ درجه سانتی‌گراد) نگهداری شود و نیم ساعت قبل از شروع آزمایش معرف‌ها را به دمای محیط (ترجیحاً دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد) برسانید.
- تمامی مواد را قبل از استفاده ورتکس نمایید به گونه‌ایی که هیچ کریستالی در معرف‌ها دیده نشود.



- ممکن است یک پژوهشگر نتایج متفاوت از آزمایش مشابه به دست بیاورد. به منظور بهتر شدن نتایج، توصیه می‌شود از هر نمونه و یا استاندارد دوبار تکرار انجام گرفته و میانگین آن‌ها را به عنوان نتیجه نهایی گزارش کنید.
- در نمونه‌های بافتی و لیزات سلولی اندازه‌گیری پروتئین نیز توصیه می‌شود که می‌توانید بدین منظور از کیت **Nadfred™** نوند سلامت استفاده نمایید.
- هرگونه تغییر در مخلوط کردن، زمان یا دمای انکوبه و زمان مصرف کیت نتایج مختلفی را ارائه خواهد داد لذا توصیه می‌شود در تغییر هر یک از پارامترها، منحنی استاندارد جدیدی رسم شود.
- در صورتی که مقدار جذب نمونه OD بیشتر از بالاترین مقدار استاندارد باشد، نمونه‌ها رقیق شده و مجدداً سنجش انجام گیرد.
- در صورتی که اطلاعاتی از وجود MDA در نمونه بیولوژیکی خود ندارید می‌توانید از طول موج ۴۵۰ نانومتر به جای ۵۵۰ نانومتر استفاده نمایید چرا که آلدئیدها با TBA رنگ زرد را ایجاد می‌کنند که با طول موج ۴۵۰ نانومتر قابلیت خوانش را دارد.
- قبل از شروع آزمایش، از کافی بودن مقدار نمونه‌ها اطمینان حاصل کنید.
- کیت‌های مختلف ممکن است حساسیت، محدوده تشخیص و روش کار متفاوتی داشته باشند، لذا آزمایش را دقیقاً طبق روش کار مندرج در این پروتکل انجام دهید.
- محلول و مواد دیگر را جایگزین محلول و مواد داخل کیت نکرده و تنها از مواد موجود در کیت استفاده کنید.
- پس از شروع آزمایش، تمام مراحل باید بدون وقفه کامل شود. اطمینان حاصل کنید که همه معرف‌ها، مواد و دستگاه‌ها در زمان مناسب آماده می‌شوند.
- زمان انکوباسیون نتایج را تحت تأثیر قرار خواهد داد لذا همه چاهک‌ها باید در همان ترتیب و زمان، مورد استفاده قرار گیرند.
- در زمان کار با کیت رعایت اصول ایمنی آزمایشگاهی الزامی می‌باشد.

## ۷) عیب‌یابی:

مشکل	احتمالات موجود	راه حل‌های پیشنهادی
عدم کارکرد سنجش یا آزمایش	سرد بودن بافر آزمایش	دمای بافر باید به دمای اتاق رسیده باشد
	از قلم افتادن یک مرحله در روند آزمایش	به پروتکل موجود مراجعه کرده و دقیقاً پیروی نمایید
نمونه‌ها با قرائت (خوانش) نامنظم یا نامعقول	پلیت ریدر در طول موج نادرست	تنظیمات فیلتر دستگاه را چک نمایید
	آماده‌سازی نمونه‌ها با بافر نادرست	از بافر موجود در کیت استفاده نموده و یا به دستورالعمل موجود در پروتکل مراجعه نمایید
	نمونه‌های کشت بافت/سلول به صورت کامل هموژن نشده	هموژن کردن نمونه را تکرار نموده و مدت زمان مرحله‌ی همگن‌سازی را افزایش دهید
	استفاده از نمونه‌های چند بار دفریز شده	اگر نمونه‌ها چندین بار مورد استفاده قرار خواهند گرفت نمونه‌ها را در هنگام نمونه‌برداری به دو یا سه قسمت تقسیم نموده و فریز نمایید
	وجود ماده‌ی مداخله‌گر در نمونه	در صورت امکان نمونه را بیشتر رقیق نمایید
	استفاده از نمونه‌های قدیمی یا نامناسب	ترجیحاً از نمونه‌های تازه استفاده کنید
خوانش بالا و یا پایین در نمونه‌ها و استانداردها	دمای نامناسب ترکیبات	اجازه دهید تمام ترکیبات به دمای اتاق رسید، سپس به آرامی ترکیب نمایید
	استفاده از کیت منقضی شده و یا نگهداری نامناسب معرف‌ها	تاریخ انقضای کیت را چک نموده و معرف‌ها را در شرایط مناسب نگهداری نمایید
	قرار گرفتن طولانی مدت معرف‌ها در معرض یخ	محلول کار را قبل از استفاده آماده کنید
	زمان و درجه حرارت نامناسب انکوباسیون	به پروتکل مراجعه کرده و زمان و دمای مناسب انکوباسیون را بررسی نمایید
منحنی استاندارد غیر خطی (با ضریب رگرسیون زیر ۰/۸)	استفاده از ترکیبات نیمه گرم شده	از سمپلر کالیبره شده استفاده نمایید
	خطاهای مرتبط با پیپت کردن در آماده‌سازی محلول‌های استاندارد	قبل از آماده‌سازی محلول واکنش، همه اجزاء را به دمای مناسب رسانده سپس دوباره ترکیب نمایید
	خطاهای مربوط به مخلوط کردن محلول واکنش	برای جلوگیری از خطا، از حجم‌های بالا استفاده نمایید
	تشکیل حباب‌های هوا در چاهک‌ها	محلول کار را با استفاده از ورتکس کامل مخلوط نمایید
	غلظت محلول استاندارد نادرست است	محتویات پیپت را به آرامی در چاهک‌ها خالی نمایید
	خطاهای محاسبات	به دستورالعمل آماده‌سازی رقت‌های استاندارد در پروتکل مراجعه کنید
نتایج غیر منتظره	نمونه‌ها در طول موج نادرست خوانده شوند	تنظیمات فیلتر و دستگاه را بررسی نمایید
	نمونه‌ها دارای محتویات مداخله‌گر باشند	در صورت امکان نمونه را بیشتر رقیق نمایید
	خواندن نمونه در بالا و یا زیر محدوده خطی	نمونه‌های غلیظ یا رقیق کرده تا خوانایی آن‌ها در محدوده خطی قرار گیرد

- در صورتی که در انجام هر یک از مراحل آزمایش دچار ابهام، مشکل یا اشتباه شده‌اید، نگران نباشید، تیم پشتیبانی فنی نوند سلامت در کنار شماست. کافی است به شماره تلفن ۰۹۰۱۴۱۱۴۰۹۷ از طریق واتس‌آپ/تلگرام پیام دهید. کارشناسان ما برای رفع مشکل با شما تماس خواهند گرفت.
- نظرات و پیشنهادات مشتریان، همواره پله‌های پیشرفت و بهبود کیفیت را در نوند سلامت تشکیل می‌دهند. لذا در صورت وجود هرگونه نظر، انتقاد یا پیشنهاد، لطفاً آن را از طریق ایمیل [hi@navandsalamat.com](mailto:hi@navandsalamat.com) با ما در میان بگذارید.